

The materials and information provided via this brochure are distributed internationally, but not all the products or services found on this brochure are necessarily available in your country or area. Please contact local office or agents to make sure of the availability of the relevant products or services.

Mindray Medical Netherlands B.V.
Drs.Wan Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.
Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.
Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008, 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH
Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Voice: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-0

Mindray (UK) Limited
Mindray House, Kingfisher Way, Hinchingsbrooke Business Park,
Huntingdon, Cambs, PE29 6FN
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL
Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB
Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121

Fax: (46) 8 555 54 101
Mindray Medical Rus Co.Ltd
2 Zvenigorodskaya Street, 13, bld 41, 123022 Moscow, Russia
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S
Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil - Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP,
CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.
Félix Parra # 175 Colonia, San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D.F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia
The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt
Ground Floor-11 El Imam Metwally El Sharawi Street,
Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia
ADD: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Voice: (61-3) 9830 6610
Fax: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

ADD: 1004 Estate,Victoria Island, Lagos, Nigeria
Voice: (+234) 7030682053

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)
16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase-3,
Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)
B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai,
400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medical Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.
KÖYALTI MEVKİİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMCUKENT 2.NO.PLZ.3.KT.
D.1-9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medical Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara
TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A
ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.
Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park,
102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited
1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road,
Kwaeng Bangkok, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266



UniBase 30

Mesa de operação eletro-hidráulica



Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | healthcare within reach são marcas comerciais ou marcas registradas de propriedade da Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
©2014 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Consulte o manual do usuário para obter informações do fabricante
P/N: ENG-UniBase 30-210X285X12P-20160401

mindray

mindray
healthcare within reach



UniBase 30

Mesa de operação eletro-hidráulica



Durante a cirurgia, uma boa mesa de operação é essencial para o sucesso. Projetada para cenários cirúrgicos cada vez mais complexos, a UniBase 30 requer menos esforço e tempo para posicionar o paciente em uma posição segura, confortável e eficiente, fornecendo uma solução econômica sem comprometer o orçamento do seu hospital.

UniBase30, uma mesa de operação acessível e conveniente:

- Capacidade de peso de 185 kg na posição normal
- Deslocamento longitudinal (opcional) com 300 mm
- Elevador corporal ajustável (opcional) com 120 mm
- Bateria com cerca de uma semana de duração
- Sistema de freio mecânico com excelente estabilidade
- Placa de pernas destacável e dividida para posição de litotomia

Trendelenburg/
Trendelenburg reverso



Deslocamento
longitudinal
(opcional)



Movimento da seção traseira



Ajuste de altura



Inclinação lateral



UniBase 30

Mesa de operação eletro-hidráulica

Uma mesa de operação acessível
e conveniente

Design versátil e ergonômico



Placa de cabeça destacável



Elevador corporal ajustável (opcional)



Bloqueio de chão do pedal

UniBase 30

Mesa de operação eletro-hidráulica

Uma mesa de operação acessível e conveniente

Posição flexível e estável



Cirurgia renal com elevador corporal



Cirurgia renal em posição flexionada



Cirurgia de disco intervertebral



Cirurgia do braço / mão



Cirurgia de estroma



Neurocirurgia



Ginecologia e urologia



Cirurgia geral



Neurocirurgia em posição sentada



Solução total da Mindray para CCs


Todos os centros avançados e confiáveis de tecnologia da Mindray são perfeitamente integrados para personalizar suas necessidades e oferecer suporte completo.

UniBase 30


Mesa de operação eletro-hidráulica

Especificações técnicas


Dimensões	
Comprimento total	2030 mm
Altura sem estofamento	680 mm a 1030 mm
Largura sem trilho lateral	500 mm
Largura com trilho lateral	556 mm




Posição de Trendelenburg	
Trendelenburg	Máx. 26°
Trendelenburg reverso	Máx. 26°




Placas de pernas	
Levantar placas de pernas	Máx. 20°
Abaixar placas de pernas	Máx. 90°




Placa de cabeça	
Levantar placa de cabeça	Máx. 45°
Abaixar placa de cabeça	Máx. 90°




Deslocamento longitudinal (opcional)	
Deslocamento da extremidade da cabeça	Máx. 300 mm




Inclinação lateral	
Inclinação para a esquerda	Máx. 21°
Inclinação para a direita	Máx. 21°



Placa posterior	
Placa posterior para cima	Máx. 80°
Placa posterior para baixo	Máx. 40°



Placas de pernas	
Dividir placas de pernas	Máx. 90°



Elevador corporal (opcional)	
Levantar elevador corporal	Máx. 120 mm

